



HEALTHY ASIA

健康亞洲股份有限公司

健康亞洲 產品介紹

1. 智慧健康促進解決方案

以雲端健康平台連結健康量測裝置、運動器材



- 架構雲端化的軟硬體整合的解決方案，提供健康促進產業AI精準健康平台。

情緒壓力感測器

- 心率
- 活力年齡
- 壓力指數
- 呼吸訓練
- 藍牙 4.0



藍牙額/耳溫槍

- 藍牙 4.0
- 額溫
- 1sec. 測量時間
- 耳溫



藍牙血壓計

- 藍牙 4.0
- 雙用戶
- LCD 顯示螢幕



藍牙血糖計

- 藍牙 4.0
- 自動關閉
- 500 個記憶組
- 5 sec. 測量時間



智慧藍牙心率手環

- 動態心率
- 行走距離
- 藍牙 4.0
- 夜間模式
- IP67 防水性
- 鬧鈴提醒
- 卡路里
- 來電提醒
- 行走步數



藍牙體脂計(MIC)

- 藍牙 4.0
- 壓力開機
- 肌肉率
- 150kg 耐重
- 骨骼量
- 體脂肪率
- 體水份率
- 基礎代謝



藍牙體脂計(MIT)

- 藍牙 4.0
- 壓力開機
- 肌肉率
- 150kg 耐重
- 骨骼量
- 體脂肪率
- 體水份率
- 內臟脂肪
- 基礎代謝
- 蛋白質重



顏色選擇




行動健康量測箱

電子血壓計、體重體脂計、情緒壓力感測器、紅外線電子體溫計、血糖儀

特點

- | | | | | |
|-----|-----|-------------|-------|-------|
| 血壓 | 水份率 | 基礎代謝 | 蛋白質重 | 身心6指標 |
| 體重 | 肌肉量 | 身體質數指數(BMI) | 額溫及耳溫 | 血糖 |
| 體脂率 | 骨骼量 | 內臟脂肪等級 | 心率 | |



身心6指標

- | | | |
|------|-------|-------|
| 心力狀態 | 心情穩定度 | 睡眠狀態 |
| 體力狀態 | 壓力累積度 | 睡眠深熟度 |



雲端管理健康小站 (HCare)

隧道式電子血壓計、體重體脂計、情緒壓力感測器、紅外線電子體溫計

特點

- | | | | | |
|-----|-----|-------------|-------|--------|
| 血壓 | 水份率 | 基礎代謝 | 蛋白質重 | 身心12指標 |
| 體重 | 肌肉量 | 身體質數指數(BMI) | 額溫及耳溫 | |
| 體脂率 | 骨骼量 | 內臟脂肪等級 | 心率 | |



身心12指標

- | | | | |
|-------|-------|-------|--------|
| 心力狀況 | 壓力緊張度 | 壓力累積度 | 日夜睡眠狀態 |
| 體力狀況 | 心理疲勞度 | 長期壓力 | 夢境品質 |
| 心情穩定度 | 身體疲勞度 | 消化機能 | 睡眠深淺度 |



RINGOAL 智慧化環狀運動系統

E161-A 交叉蹬腿訓練器



E150-A 大腿內收/外展訓練器



E103-A 肩推/高拉訓練器



E107-A 蝴蝶夾胸/夾背訓練器



E101-A 胸推/拉背訓練器



E117-A 手臂上拉/下推訓練器



E141-A 腿部前踢/後勾訓練器



E171-A 蝮腹/頂背訓練器



Static physiological data



Dynamic physiological data



Input variables / Output rules

2 in 1 RINGOAL MINI智慧化運動器材

R201

肩推高拉+腿部前踢後勾二合一
Shoulder / Lat Pull Down
Leg Extension / Leg Curl



R202

蜷腹頂背+大腿內收外展二合一
Abdominal/Back Extension
Hip Abduction/Hip Adduction



雲端管理健康小站 (HCare MINI)

尺寸 (mm)

450 x 352 x 352 mm

重量 (Kg)

~10 Kg

電源

110V

軟體

HCare APP

管理者 APP

我願健康 APP

O2O點數激勵系統

Cloud CRM

(雲端客戶關係管理後台)

適用對象：

- ◎日照中心、運動中心、銀髮健身俱樂部
- ◎企業福委會、政府機關

產品規格



高登體重體脂計(GSH202)

衛部醫器製字第006115號

高登紅外線電子體溫計(TET-351)

衛部醫器陸輸字第000754號

高登電子血壓計(DB62M)

衛部醫器陸輸字第000652號

高登心率儀(GSH751)

衛部醫器製字第006983號

指尖式脈搏血氧儀(AT101I)

衛部醫器製字第005876號


2. 心血管AI量測儀



COMGO 心電圖描記器
型號：COMGO150TR-ECG

衛部醫器製字第 007249 號

COMGO 軟硬體服務整合



- 即時顯示心電圖**
即時顯示量測120秒心電圖型
- 遠距醫療**
量測資訊與醫療院所串連，醫師可透過遠距看報告與諮詢
- 雲端AI心血管健康趨勢分析**
可精準分析昨晚與長期深層睡眠狀況、水份補充是否足夠、壓力、元氣指數等心血管相關資訊
- 提供解決方案**
可針對量測出的報告，提供最適切之改善自身健康狀態的健康促進產品與服務，協助民眾及早改善

COMGO雲健康App及雲端AI引擎，量測者隨時可以以醫療級(TFDA送審中) SPO2/PPG/ECG等數據隨時掌握自己的心血管健康狀況，使用者只要透過雲健康App量測兩分鐘，系統馬上將數據送往雲端AI進行判讀，2到3秒內就可得知結果，其中也包括醫療級的血管年齡、血液濃稠度、血管硬化程度、心律不整等判讀結果，同時也可AI運算也會透過量測數據得知前一夜的睡眠品質，不同於坊間的穿戴裝置利用加速度感應器進行睡眠時動作偵測，使用者不必戴著任何設備睡覺，所獲得睡眠品質數據更為直接與準確。

3. 長照服務整合平台






專業照護管理團隊

- 減少重複登錄與錯誤
- 辨識機制與流程改造
- 掌握住民健康狀況與追蹤
- 人性化之營養資訊系統
- 落實照護住民安全機制
- 雙向化之用藥系統
- 提升住民照護品質
- 以資訊化輔助活動設計



機構營運管理系統

- 精省單位人力成本
- 管理者清楚院內動向
- 掌握問題的最佳處理時機
- 提高經營效率及競爭力
- 營運成果清楚呈現
- 員工績效稽核容易
- 提升機構形象及地位
- 帶領機構輕鬆面對評鑑



以專業技術提供CCRC連續性長期照護之資訊管理軟硬體系統，包括「長期照護管理系統」、「在宅醫療/居家護理管理系統」、「日照中心管理系統」、「居家服務管理系統」、「居家復能管理系統」、「智能化感測照護物聯網」、「照護機器人及陪伴型機器人系統開發與銷售」、「人工智慧、專家系統應用解決方案」、「PDA / 手機 / 平板電腦 APP 應用」等。



4. temi 機器人

UV-C 紫外線燈消毒

搭載了輕便且美觀的紫外線消毒燈，
temi在夜間將會扮演著消毒殺菌的好幫手



關燈



開燈



行動服務櫃台

透過RIM所提供的編輯器，您將可輕鬆的編輯temi上的畫面，建立獨一無二的服務櫃檯。可應用在百貨商場、金融、學校等等。



空氣品質監測

temi 將會搭載著空氣品質監測器到各點巡邏，將區域內的空氣品質數據回傳至後端管理系統: RIM，將可通過RIM來時時刻刻掌握環數據，並可根據客戶需要定製化而與物聯網串接，例如:發出警報或開啟抽風機。



智慧餐廳

從迎賓、帶位、點餐至送餐，temi將一手包辦。10.1吋的高解析螢幕，將提供顧客最優質的菜單，模組化的硬體讓您可根據餐點大小跟換托盤。



eNurse 生理量測 eNurse 後台

完整記錄了病患的生理數據。
透過與HIS進行對接，eNurse可以將完整的數據回傳至醫院內部系統做相關的分析。
護理師以及醫師將可利用使用此資料，為患者提供了更好的醫療協助。



Fig. 1.2 temi eNurse

5. 遠距醫療平台

Sketch 9:41 AM 100%

醫生馬上看 客服



招募 義診醫師
遠距視訊
幫助偏遠及弱勢民眾

熱門門診 更多搜尋 >

- 醫美諮詢
- 慢性病諮詢
- 內科諮詢
- IBM華生諮詢
- 醫諮詢

我的健康數據

- 最愛醫生
- 預約問診
- 健康補給
- 諮詢紀錄
- 國際緊急救援
- 24小時緊急醫生

信息 主選單 VIP 關於我

中華電信 18:42 29%

預約掛號

預約掛號

四月, 2019

星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

2019-04-15 掛號資訊
我同意醫師查看我的健康記錄

上午 掛號時間已結束

下午 掛號時間已結束

晚上 18:00~22:00 人數0/5

預約

中華電信 18:42 28%

最愛醫生

Search

本服務以秒計費，每一個醫護人員費率可能不同，請您在掛號預約時注意醫護人員名字旁邊所標的費率，以保障您的權益。

江 醫師 有空



諮詢費率: 2.00 元/秒
預約: 0 / 20人
專長: 家庭醫學科, 腎臟內科, 新陳代謝科

最愛醫生 資歷 / 評價 預約掛號

宋 醫師 有空



諮詢費率: 2.00 元/秒
預約: 0 / 5人
專長: 家庭醫學科

最愛醫生 資歷 / 評價 預約掛號

中華電信 09:40 90%

檢驗報告及圖像

H120788629
徐克宇
M



2009/01/09 08:06:47

Back

6. ATP鐳射儀器

抗敏光療儀



使用Micro Usb充電接頭，可連接行動電源、手機充電座...等

低能量生物光應用

利用在可見光及近紅外線（NIR）範圍內的光線，以發光二極體（LED）為介質，從表層組織進入深層細胞組織，幫使用者提供多方面的功效。低能量生物光已通過多項由備受尊崇的科學家及醫師主導進行獨立研究了解其功效顯著。基於低能量生物光的作用，世界各地廣泛用於各項用途。

理療溫敷儀利用特定光波長技術，增強細胞能量並引發細胞內電子訊號的傳輸...等效應，深層滲透幫助加速細胞修復身體功能、進而達到舒緩身體疲勞的科技，是目前眾多發展快速的物理性生醫科技領域之一。運動後使用理療溫敷儀來舒緩於運動後肌肉疲勞帶來的不適，一方面可以增加循環代謝、增進營養素的利用率，一方面進行肌肉的修復、幫助身體變得更強壯而維持最佳的適應水平，加速身體恢復正常狀態。

適用各族群



安全無虞

低能量光生物能
非侵入式
無副作用

輕巧便利

重量僅88g
附贈收納包
隨身攜帶

品質保證

榮獲國際發明獎
取得國內外專利
GMP認證製造商

痠痛、勞損

- ✦ 源自NASA技術應用
- ✦ 精準控制特定波長、頻率
- ✦ 藉由光能量傳輸的溫敷效應
- ✦ 運用低能量光生物能
- ✦ 調節、促使自然的恢復機能
- ✦ 無任何化學藥物的成分

無副作用，安心使用



行動煥采美妍機



旗艦級行動煥采美顏機



平撫紋路、刺激膠原自生
找回Q彈肌膚
擺脫鬆弛、煥采賦活



維持水嫩光澤
能量深入直達真皮層
輔助吸收



獲得多項國內外認證
安全無虞
品質優良



10分鐘煥采賦活
眼見為憑的改變
讓年齡永遠是個謎

什麼樣的人 適合使用 BEAUTY CODE

皮膚鬆弛

皮膚常常搖擺不定
找不到自己的定位安身立命

皺紋！

皮膚皺褶與細紋
彷彿在訴說著他們的滄桑

膚質粗糙

傳說毛毛燥燥的皮膚
會讓心情也跟著毛躁起來...

如果你有這些煩惱，
或者希望讓膚質更好，
BEAUTY CODE

紅光
會是你最好的夥伴

- ★ 輔助促進肌膚循環
- ★ 紅光直達真皮層，刺激膠原細胞自生
- ★ 近紅外線深層刺激肌理
- ★ 10分鐘立即有感，搭配日常保養鞏固青春
- ★ 享受居家類醫學美容無需恢復期
- ★ 醫美療程後接續保養修護
- ★ 重拾肌膚飽滿度
- ★ 深入直達真皮層，增強肌底彈性與韌性
- ★ 行動式設計，隨時隨地膠原自生，不受線材網綁

ATP行動鐳射治療儀



產品概述

The Product Description



運動復健+肌膚問題(雙效合一)

LLLT低能量雷射治療儀

一 原理與適應症


一般低能量雷射LLLT (Low-Level Laser Therapy) 的波長600~950nm, 能量1~500mW之間, 常運用在傷口癒合跟降低疼痛。作用原理是刺激粒腺體, 增加生物能量ATP, 可以促進血液循環, 調節局部免疫功能, 減少發炎反應。

低能量生物光 (Low Level Light Therapy, LLLT) 是一種使用於促進身體功能癒合、緩解疼痛和發炎症狀的技術, 也是目前眾多快速發展的醫學治療手法之一。

運用低能量生物光刺激達到預期的效果, 能進入表皮以下組織細胞之新陳代謝、調節細胞機能、刺激細胞增生等...., 且完全不損害組織, 藉由一連串的自體生理變化來達到抗發炎、止痛、促進傷口癒合、除菌....等等功效, 為一種非侵入式、安全、無痛的物理治療。



UNIQSUN



利用光能量的起源 來自Nasa(美國太空總署)的控制精準波長技術已提升至一個新的水平, 發展出以不同波長的光波同時作用, 藉由紅光、NIR的相互作用, 提供皮膚足夠養分及代謝速率, 輔助促使肌齡更年輕細緻、容光煥發。

適用:

→肌膚長期缺乏養分 膚質粗糙 年齡增長導致膠原流失, 缺乏彈力 鬆垮下垂 乾燥缺水 毛孔粗大 循環差、代謝慢 肌膚紋路日益加深 黑眼圈、斑點。

→上班族長期處於勞動的工作環境中, 各類久坐、久站、姿勢不良等, 常有腰痠背痛、手腳血液循環不良的不適症狀。

7. 負離子機能居家服

負離子機能居家服



(衣+褲)



TUV 美國測試標準AATCC 135 水洗測試

http://www.tuv.com/tw/greater_china/home.jsp

測試水洗後，**一洗一烘**，連續25次後還原負離子還可以釋放出的量

樣品 材質/顏色 實驗室編號		空白值	7E20020 針織布/白色 TCL070816-01	測試方法
負離子 (個/CC)	現狀	210	550	ITC-201A 溫度：20°C 濕度：65%RH 測試箱尺寸： 300mm X 200mm X 200mm 靜置法
	水洗 25次後	210	470	水洗方法：AATCC135-2004 option 1(3) II (A) iii

8. 手提家用型除菌神器



美國食品藥物管理局(FDA) 和美國環境保護署(EPA) 確認是醫療衛生、食品加工、環境保護等方面，殺菌、消毒、除臭的理想氧化劑，同時具備藥效長、無毒性、不破壞環境等特點。

美國環保署(US.EPA)與美國健康與人類服務部門(US.HHS.)的研究證實，二氧化氯在人體中並無致癌性與累積性，並易於人體代謝排泄。

綠色消毒劑-冠毒881

二氧化氯是一種具揮發性與高能量三原子分子的黃綠色氣體，其氣味與氯氣(Chlorine, Cl₂)相似。二氧化氯極易溶於水中卻不水解，但氯氣則不行。

常用消毒品項 比較因素	75%酒精	次氯酸鈉 (稀釋漂白水)	次氯酸水	二氧化氯
pH值 (刺激性)	8	11-13	4-6	7.0-7.4
結構式 (消毒能力)	<chem>CCO</chem>	<chem>[Na+].[O-]Cl</chem>	<chem>HOCl</chem>	<chem>ClO2</chem> 氯系的2.6倍
空氣熏蒸 消毒能力	弱	無法熏蒸 (僅能霧化接觸黏著病原)		穩定揮發攻擊病原 (每秒3兆個分子)
使用範圍	1.人體 2.生活環境 3.居家用品	1.生活環境 2.居家用品	1.生活環境 2.食器、居家用品	
副產物		三鹵甲烷 (第一類毒性化學物質-致癌物)		氯化鈉/食鹽
存放方式	1.2號HDPE、5號PP及玻璃瓶 2.避免高溫環境	1.不透光2號HDPE、5號PP 2.不可用金屬瓶器 3.避免高溫光照環境		1.不透光1號PET 2.避免高溫光照環境
可消滅病原	1.細菌 2.有套膜病毒 (冠狀、流感病毒)	1.細菌 2.有套膜病毒(冠狀及流感病毒) 3.無套膜病毒(腸病毒、諾羅病毒)		1.細菌 2.病毒 3.黴菌 4.甲醛 5.臭(異)味 6.過敏原
注意事項	1.75%的酒精，可以兼具蛋白質凝固作用及穿透效果，達到徹底的殺菌功能。 2.避免密集噴灑達爆炸極限(3-19%)或閃點(12.8°C)，因火源或靜電而肇生意外。	1.不能用於食器消毒。 2.稀釋後於24小時內使用完畢。 3.氯系消毒劑則是將氯原子與反應物發生加成或取代反應使蛋白質變性來達到消毒的目的。		1.在人體中並無致癌性與累積性，並易於人體代謝排泄 2.清潔擦拭物品及地面時，兼具去除黴菌病毒及清新空氣等多重效果 3.病毒最常以飛沫傳播、接觸傳播與微量空氣傳播。
		1.光照或接觸空氣會失去消毒能力(不穩定) 2.高濃度造成眼睛皮膚的接觸性傷害 3.正確使用次氯酸水 https://www.mohw.gov.tw/cp-4343-51863-1.html 4. https://youtu.be/uMRy70wJGk 5.次氯酸(HOCl)的消毒效率約為次氯酸根離子(OCl ⁻)的80到100倍		

9. 保健營養食品

蔘宜沛-好體健



蔘宜沛 好體健 膜衣錠

PRECIOUS GINSENG EXTRACTS - VITALITY

獨家專利技術萃取珍貴人蔘精華
每粒含100mg人蔘精華·可調節生理機能
是健康維持的最佳選擇！

30
TABLETS



可調節生理機能，是健康維持的最佳選擇。

蔘宜沛-好善思



蔘宜沛 好善思 膜衣錠

GINSENG, TOMATO, CACAO - THOUGHTS

珍貴人蔘+蕃茄+可可萃取精華
含珍貴人蔘·蕃茄與可可精華·能補給關鍵營養素·保持好思緒·健康好活力！

30
TABLETS



含珍貴人蔘蕃茄與可可精華，能補給關鍵營養素，保持好思緒，健康好活力。

10. 智能輔具

NimBO

肌力寶

智能關節活動訓練器

- 關節活動範圍的肌肉力量評估
- 主動/被動聯合活動
- 等長、等速和等張訓練
- 訓練數據記錄



FREE Walk 自立行 動力式下肢外骨骼機器人 適用對象

- 下肢無力者支撐的患者步態訓練
- 腕和手、肩膀正常使用
- 損傷部位病情狀況穩定
- 身高：一米五~一米九
- 體重：一百公斤 以下

多功能裝置

- 功能：步行、坐站、斜坡行走輔助
- 無線操作裝置

